

ENDODONCY ENDODONCIA

Endodocy

The position of the company MEDIN, being a comprehensive supplier of a wide range of rotary tools for dentistry, was reinforced by the production of endodontic instruments, which already started in the 80s of the 20th century. From the very start of production, the company has cooperated closely with leading experts in the field of endodocy both in the Czech Republic and abroad, and by following the latest trends; it gradually expanded its portfolio. Our instruments are subject to continuous testing to improve their functional properties, while maintaining product quality provided by systematic control of manufacturing processes. The company has invested substantial part of its development efforts into endodocy, which led to the introduction of our proprietary systems of root canals machine treatment, most recently by the WIZARD Navigator.

Endodoncia


La posición de la empresa MEDIN como un proveedor integral de una amplia gama de instrumentos rotativos para la odontología se reforzó con el inicio de la producción de instrumental de endodoncia, en la década de 1980. Desde el inicio mismo de la producción, la empresa ha colaborado estrechamente con los principales profesionales en el campo de la endodoncia de la República Checa y del extranjero, y ha seguido las últimas tendencias a fin de ampliar la cartera de productos. Nuestros instrumentos son objeto de constantes controles cuyo objetivo es mejorar sus propiedades funcionales, siempre manteniendo la calidad del producto, asegurada por controles sistemáticos de los procesos de producción. Una significativa proporción de los esfuerzos de desarrollo de la empresa son dirigidos hacia el campo de la endodoncia, lo cual ha llevado a la introducción de nuestros propios sistemas de tratamiento instrumental de conductos, el más reciente es el sistema WIZARD Navigator.

Code number according to ISO Significado del código ISO



ISO	340	654	948	252	025
	Material of working part, surface finish	Type of shank – holder, total length	Shape of working part	Length from the tip to the shank, handle Cone of working part	Size of working part (1/100 mm)
	Material de la parte de trabajo, acabamiento de la superficie	Tipo de vástago – longitud total	Forma de la parte de trabajo	Longitud desde la punta hasta el vástago, mango Cono de la parte de trabajo	Tamaño de la parte de trabajo (1/10 mm)

Description Descripción



ISO Codification

Símbolos ISO

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <p> Barbed Broach
Tiranervios</p> <p> K-Reamer
Escariador</p> <p> K-File
Lima K</p> | <p>rotary preparation technique, first examination, root canal reaming, old filling removal
Técnica de preparación: movimiento circular
Uso: para hacer la primera examinación, ensanchar los conductos, remover viejos rellenos</p> <p>linear or combined preparation technique
root canal enlargement
Técnica de preparación: lineal o combinada
Uso: para ensanchar conductos radiculares</p> | <p> Hedström
H-File
Lima Hedström</p> <p> Smooth Broach
Sonda</p> <p> Paste Carrier
Léntulo</p> <p> Plugger
Condensador</p> | <p>linear preparation technique
root canal enlargement
Técnica de preparación: movimiento lineal
Uso: para agrandar conductos radiculares</p> <p> Spreader
Espaciador</p> |
|--|--|---|--|

Packing

Embalaje

Packing of Endodony Instruments

Embalaje de instrumentos endodónticos



Stop ring Tope de silicona

943 54 0142

100 pcs
100 unid.



Measuring device Regla

144 51 0120



Endo cleaner Endo cleaner

142 91 1004



Insert for endo cleaner Forro para el Endo cleaner

142 91 1005


10 pcs
10 unid.



Barbed Broach Tiranervios



packing / embalaje
10 pcs / unid.



	ISO	015	020	025	030	035	040	050	060
L = 21	144 51	5700	6600	6610	6620	6630	6640	6650	6660
L = 25	144 51	2380	2390	2400	2410	2420	2430	2450	2470
L = 28	144 51	5710	6670	6680	6690	6700	6710	6720	6730

Set / Juego	144 55 1092				030	035	040		
L = 21	pcs/unid. 10				3	4	3		
Set / Juego	144 55 1082		020	025	030				
L = 21	pcs/unid. 10		3	4	3				
Set / Juego	144 55 1022		020	025	030	035	040		
L = 21	pcs/unid. 10		2	2	2	2	2		
Set / Juego	144 55 1062			025	030	035	040	050	060
L = 21	pcs/unid. 10			1	2	2	2	2	1
Set / Juego	144 55 1042		020	025	030	035	040	050	060
L = 21	pcs/unid. 10		1	1	2	2	2	1	1
Set / Juego	144 55 1052				030	035	040		
L = 25	pcs/unid. 10				4	3	3		
Set / Juego	144 55 1011		020	025	030	035	040		
L = 25	pcs/unid. 10		2	2	2	2	2		
Set / Juego	144 55 1112		020	025	030	035	040	050	060
L = 25	pcs/unid. 10		1	1	2	2	2	1	1
Set / Juego	144 55 1172		020	025	030	035	040	050	060
L = 28	pcs/unid. 10		1	1	2	2	2	1	1
Set / Juego	144 55 1152				030	035	040	050	
L = 28	pcs/unid. 10				3	3	1	3	
Set / Juego	144 55 1162		020	025	030	035	040		
L = 28	pcs/unid. 10		2	2	2	2	2		



STERILE ESTÉRIL

Barbed Broach

The products are also available in sterile packing. Please, specify the type of packing in your order.

144 51 xxxx non-sterile
144 51 xxxxS sterile

Tiranervios

Los productos están disponibles también en embalaje estéril. Por favor, especifiquen el tipo de embalaje en su pedido.

144 51 xxxx no estéril
144 51 xxxxS estéril

Marking of Barbed Broaches – page 77
Identificación de los tiranervios – página 77



ENDODONCY ENDODONCIA

K-Reamer Escariador




packing / embalaje
6 pcs / unid.

	ISO	006	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
L = 21	144 51 ...	7362	7372	7382	7392	7402	7412	7422	7432	7442	7452	7462	7472	7482	6912	6922
L = 25	144 51 ...	7492	7502	7512	7522	7532	7542	7552	7562	7572	7582	7592	7602	7612	6932	6942
L = 28	144 51 ...	7622	7632	7642	7652	7662	7672	7682	7692	7702	7712	7722	7732	7742	6952	6962
L = 31	144 51 ...	7752	7762	7772	7782	7792	7802	7812	7822	7832	7842	7852	7862	7872	7882	7892

	ISO	006-010	015-040	045-080
Sets / Juegos L = 21		144 55 0012 3 × 2 pcs / unid.	144 55 0022 6 × 1 pc / unid.	144 55 0032 6 × 1 pc / unid.
Sets / Juegos L = 25		144 55 0052 3 × 2 pcs / unid.	144 55 0062 6 × 1 pc / unid.	144 55 0072 6 × 1 pc / unid.
Sets / Juegos L = 28		144 55 0092 3 × 2 pcs / unid.	144 55 0102 6 × 1 pc / unid.	144 55 0112 6 × 1 pc / unid.
Sets / Juegos L = 31		144 55 0132 3 × 2 pcs / unid.	144 55 0142 6 × 1 pc / unid.	144 55 0152 6 × 1 pc / unid.

K-Reamer Escariador



packing / embalaje
6 pcs / unid.

	ISO	006	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
L = 21	144 51 ...	7365	7375	7385	7395	7405	7415	7425	7435	7445	7455	7465	7475	7485	6915	6925
L = 25	144 51 ...	7495	7505	7515	7525	7535	7545	7555	7565	7575	7585	7595	7605	7615	6935	6945
L = 28	144 51 ...	7625	7635	7645	7655	7665	7675	7685	7695	7705	7715	7725	7735	7745	6955	6965

	ISO	006-010	015-040	045-080
Sets / Juegos L = 21		144 55 0015 3 × 2 pcs / unid.	144 55 0025 6 × 1 pc / unid.	144 55 0035 6 × 1 pc / unid.
Sets / Juegos L = 25		144 55 0055 3 × 2 pcs / unid.	144 55 0065 6 × 1 pc / unid.	144 55 0075 6 × 1 pc / unid.
Sets / Juegos L = 28		144 55 0095 3 × 2 pcs / unid.	144 55 0105 6 × 1 pc / unid.	144 55 0115 6 × 1 pc / unid.

K-File Lima K



packing / embalaje
6 pcs / unid.

	ISO	006	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
L = 21	144 51	8632	8642	8652	8662	8672	8682	8692	8702	8712	8722	8732	8742	8752	5912	5922
L = 25	144 51	8762	8772	8782	8792	8802	8812	8822	8832	8842	8852	8862	8872	8882	5932	5942
L = 28	144 51	8892	8902	8912	8922	8932	8942	8952	8962	8972	8982	8992	9002	9012	5952	5962
L = 31	144 51	9022	9032	9042	9052	9062	9072	9082	9092	9102	9112	9122	9132	9142	9152	9162

	ISO	006-010	015-040	045-080
Sets / Juegos L = 21		144 55 0212 3 × 2 pcs / unid.	144 55 0222 6 × 1 pc / unid.	144 55 0232 6 × 1 pc / unid.
Sets / Juegos L = 25		144 55 0252 3 × 2 pcs / unid.	144 55 0262 6 × 1 pc / unid.	144 55 0272 6 × 1 pc / unid.
Sets / Juegos L = 28		144 55 0292 3 × 2 pcs / unid.	144 55 0302 6 × 1 pc / unid.	144 55 0312 6 × 1 pc / unid.
Sets / Juegos L = 31		144 55 0332 3 × 2 pcs / unid.	144 55 0342 6 × 1 pc / unid.	144 55 0352 6 × 1 pc / unid.

NiTi L = 25	144 44				8792	8802	8812	8822	8832	8842	8852	8862	8872	8882	5932	5942
--------------------	-------------	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	ISO	015-040	045-080
Sets / Juegos NiTi L = 25		144 45 0262 6 × 1 pc / unid.	144 45 0272 6 × 1 pc / unid.

Hedström / H-File Lima Hedström



packing / embalaje
6 pcs / unid.

	ISO	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
L = 21	144 51	5802	5812	6502	6512	6522	6532	6542	6552	6562	6572	6582	6592	6882	6892
L = 25	144 51	5832	5842	1802	1812	1822	1832	1842	1852	1862	1872	1882	1892	1902	1912
L = 28	144 51	5862	5872	1932	1942	1952	1962	1972	1982	1992	2002	2012	2022	2032	2042
L = 31	144 51	5892	5902	5412	5422	5432	5442	5452	5462	5472	5482	5492	5502	5632	5642

	ISO	015-040	045-080
Sets / Juegos L = 21		144 55 0422 6 × 1 pc / unid.	144 55 0432 6 × 1 pc / unid.
Sets / Juegos L = 25		144 55 0462 6 × 1 pc / unid.	144 55 0472 6 × 1 pc / unid.
Sets / Juegos L = 28		144 55 0502 6 × 1 pc / unid.	144 55 0512 6 × 1 pc / unid.
Sets / Juegos L = 31		144 55 0542 6 × 1 pc / unid.	144 55 0552 6 × 1 pc / unid.

NiTi L = 25	144 44			1802	1812	1822	1832	1842	1852	1862	1872	1882	1892	1902	1912
--------------------	-------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	ISO	015-040	045-080
Sets / Juegos NiTi L = 25		144 45 0462 6 × 1 pc / unid.	144 45 0472 6 × 1 pc / unid.

Plugger
Condensador

P

packing / embalaje
6 pcs / unid.

L = 21	144 51	3042	3012	3052	3022	3062	3032
L = 25	144 51	3842	3352	3852	3362	3862	3372

ISO	015-040						
Sets / Juegos L = 21	144 55 0812 6 × 1 pc / unid.						
Sets / Juegos L = 25	144 55 0822 6 × 1 pc / unid.						

Spreader
Espaciador

S

packing / embalaje
6 pcs / unid.

L = 21	144 51	3142	3112	3152	3122	3162	3132
L = 25	144 51	3242	3212	3252	3222	3262	3232

ISO	015-040						
Sets / Juegos L = 21	144 55 0832 6 × 1 pc / unid.						
Sets / Juegos L = 25	144 55 0842 6 × 1 pc / unid.						

NiTi L = 25	144 44	3242	3212	3252	3222	3262	3232
-------------	-------------	------	------	------	------	------	------


ISO	015-040						
Sets / Juegos NiTi L = 25	144 45 0842 6 × 1 pc / unid.						

Paste Carrier
Léntulo

packing / embalaje
4 pcs / unid.

L = 21	144 51	3505	3515	3525	3535
L = 25	144 51	2100	2110	2120	2130

ISO	025-040				
Sets / Juegos L = 21	144 55 0915 4 × 1 pc / unid.				
Sets / Juegos L = 25	144 55 0925 4 × 1 pc / unid.				



Gutta Condensor
Gutta Condensor

packing / embalaje
4 pcs / unid.

L = 25	144 51	3400	3410	3420	3430	3440	3450	3460	3470
--------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------

> 8000 min⁻¹

